



## Support de pailleuse pour les pipettes ErgoOne®



### Points forts

- Stockage facile des pipettes ErgoOne® sur la pailleuse du laboratoire.
- Approprié pour l'utilisation avec les pipettes monocanal ErgoOne®

## Applications du produit

Stockage facile des pipettes ErgoOne®.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données générales

Réf.	E3099-0002
Taille de pack	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)
Pour utilisation avec	Pipettes ErgoOne®

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Support de pailleuse pour les pipettes ErgoOne®

Le support de pailleuse permet de stocker temporairement les [pipettes](#) monocanal sur la pailleuse entre deux utilisations sans risquer la contamination.