



## Support mural ErgoOne®, auto-adhésif, pour une pipette



### Points forts

- Peut être utilisé avec les pipettes monocanal ou multicanaux ErgoOne®
- Facile à fixer et à enlever avec ruban agrippant auto-adhésif
- Résistance aux UV
- Egalement compatible avec diverses pipettes Eppendorf®, Finn®, Gilson®, Rainin®, Sartorius® avec crochet à doigt

## Applications du produit

Stockage facile des pipettes ErgoOne®.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données générales

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Réf.                  | S7200-0001  |
| Taille de pack        | 1 Pièces (1 Pack × 1 Pièces)  |
| Code couleur          | Gris clair  |
| Couleur               | Gris clair  |
| Pour utilisation avec | Pipettes ErgoOne à un ou plusieurs canaux.<br>Egalement compatible avec diverses pipettes Eppendorf®, Finn®, Gilson®, Rainin®, Sartorius® avec crochet à doigt. |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Support mural ErgoOne®, auto-adhésif, pour une pipette

Le support mural ErgoOne® avec ruban agrippant auto-adhésif peut être fixé sur toutes les surfaces lisses.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)