



## Auxiliaire de pipetage ErgoOne® FAST



### Points forts

- Contrôle de la vitesse intuitif et sensible à la pression
- Pipetage rapide avec un maximum de précision
- Faibles forces d'actionnement
- De conception légère et ergonomique pour un pipetage sans fatigue
- Utilisable avec toutes les pipettes sérologiques en plastique ou en verre (1,0 – 100 ml)
- Garantie de 2 ans

## Applications du produit

Transfert de volumes de liquide de 0,1 à 100 ml

Distribution en série de faibles volumes différents

Resuspension de bactéries ou de culots de cellules et de précipités d'acides nucléiques

Aspiration de couches cellulaires depuis, par exemple, un gradient Ficoll®

Extraction de phase et aspiration de phases inférieures

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	S7166-0010
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)
Poids	160 g (with battery)
Autoclavable	Non (oui : adaptateur de pipette et cône de fixation)
Plage de volume	1,0 - 100 ml
Volume	100 ml
Type de canal	1 canal
Mode de commande	Electronique
Matériau	Boîtier : Polypropylène, membrane de filtration : PTFE, adaptateur de pipette : Silicone
Alimentation électrique	100 – 240 V $\pm$ 10 %, 50 – 60 Hz
Humidité relative admissible	79.5 – 106 kPa
Type	Polymère de lithium
Temps de charge	2 000 cycles de distribution de 25 ml
Temps de charge	3 h

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Auxiliaire de pipetage ErgoOne® FAST

### Pipetage efficace

Lors du développement de l'auxiliaire de pipetage électronique ErgoOne® FAST, une vitesse de pipetage élevée s'est révélée être une caractéristique essentielle. Le résultat est convaincant ! L'ErgoOne® FAST peut remplir une pipette de 25 ml en moins de 4 secondes !












### La rencontre de l'ergonomie et de la modernité

Tous les aspects de l'ErgoOne® FAST ont été pensés pour qu'elle soit la plus ergonomique possible. ErgoOne® FAST est l'un des auxiliaires de pipetage les plus légers sur le marché. Il est conçu pour le confort et le parfait équilibre dans la main afin d'obtenir un pipetage sans fatigue, même pendant de longues périodes. L'acronyme

**FAST signifie « Flexible, Accurate, Precise & Safe Transfer » (transfert flexible, juste, précis et fiable).**



## Accessoires

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 <a href="#">Membrane de filtration 0,45 µm, PTFE (Sterile), pour ErgoOne FAST</a>	5 Pièces (1 Sachet × 5 Pièces)	P7166-6800
 <a href="#">Ruban adhésif pour support mural</a>	1 Pièce (1 Pack × 1 Pièce)	P7166-6701
 <a href="#">Membrane de filtration 0,2 µm, PTFE (Sterile), pour ErgoOne FAST</a>	5 Pièces (1 Sachet × 5 Pièces)	P7166-6605
 <a href="#">Batterie rechargeable Li-polymer, 3,7 V</a>	1 Pièce (1 Sachet × 1 Pièce)	P7166-6501
 <a href="#">Support mural de recharge</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	P7166-6402
 <a href="#">Couvercle du logement de la batterie de recharge</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	P7166-6200
 <a href="#">Bloc d'alimentation de recharge, 100-240 V / 50-60Hz</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	P7166-6109
 <a href="#">Cône d'aspiration de recharge</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	P7166-6103
 <a href="#">Adaptateur de pipette de recharge (silicone), pour ErgoOne FAST</a>	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	P7166-6002
 <a href="#">Support de paille ErgoOne® FAST</a>	1 Pièce (1 Sachet × 1 Pièce)	P7166-6306
 <a href="#">Joint de recharge pour l'adaptateur de filtre</a>	5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces)	P7166-6904

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)