



Support de paillasse ErgoOne® FAST



Points forts

Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	P7166-6306
Taille de pack	1 Pièce (1 Sachet × 1 Pièce)
Pour utilisation avec	ErgoOne® FAST Pipette Controller

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Support de pailleuse ErgoOne® FAST

Au cours du développement de l'auxiliaire de pipetage électronique ErgoOne® FAST, une vitesse élevée de pipetage a été identifiée comme étant une caractéristique importante. Le résultat est convaincant ! Le pipeteur ErgoOne® FAST peut remplir une pipette de 25 ml pipette en moins de 4 secondes !

Chaque aspect du pipeteur ErgoOne® FAST a été développé en pensant ergonomie. L'auxiliaire de pipetage ErgoOne® FAST est l'un des auxiliaires de pipetage les plus légers du marché. Il est conçu pour le confort et le parfait équilibre dans la main afin d'obtenir un pipetage sans fatigue, même pendant de longues périodes.

Ce support de pailleuse convient parfaitement à l'ErgoOne® FAST.