



## Support de paillasse ErgoOne® FAST



### Points forts

## Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données générales

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Réf.                  | P7166-6306                       |
| Taille de pack        | 1 Pièce (1 Sachet × 1 Pièce)     |
| Pour utilisation avec | ErgoOne® FAST Pipette Controller |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Support de pailleuse ErgoOne® FAST

Au cours du développement de l'auxiliaire de pipetage électronique [ErgoOne® FAST](#), une vitesse élevée de pipetage a été identifiée comme étant une caractéristique importante. Le résultat est convaincant ! Le pipeteur [ErgoOne® FAST](#) peut remplir une pipette de 25 ml pipette en moins de 4 secondes !\r\n\r\nChaque aspect du pipeteur [ErgoOne® FAST](#) a été développé en pensant ergonomie. L'auxiliaire de pipetage [ErgoOne® FAST](#) est l'un des auxiliaires de pipetage les plus légers du marché. Il est conçu pour le confort et le parfait équilibre dans la main afin d'obtenir un pipetage sans fatigue, même pendant de longues périodes.\r\n\r\nCe support de pailleuse convient parfaitement à l'[ErgoOne® FAST](#).