



## Préfiltres pour flux laminaire 80 cm (lot de 12)



### Points forts

## Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	N3942-7500
Taille de pack	12 Pièces (1 Pack × 12 Pièces)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Préfiltres pour flux laminaire 80 cm (lot de 12)

Les stations de travail PCR AirClean® Systems sont conçues pour la manipulation et l'amplification de l'ADN et l'ARN. Les contaminations croisées pendant l'amplification peuvent induire des résultats erronés impliquant une perte de temps et d'échantillons ! Les hottes PCR AirClean® Systems offrent un environnement contrôlé pour les PCR garantissant la fiabilité de vos résultats.

Nous proposons un large éventail d'accessoires :