




## Thermobloc pour 4 tubes à centrifuger coniques de 50 ml



### Points forts

- Thermobloc pour Starlab Mixer HC
- La reconnaissance automatique des thermoblocs facilite leur remplacement

## Applications du produit

Préparation des échantillons

Purification de plasmides, ADN, ARN

Synthèse d'ADNc

Réactions enzymatiques (restriction, ligation, digestion de protéinase K)

Dénaturation d'ADN, d'ARN, de protéines

Marquage d'ADN, d'ARN, de protéines

Culture de bactéries dans des tubes de microcentrifugeuse, tubes à centrifuger et plaques deepwell

Transformation de bactéries

Resuspension de culots

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	S8012-0016
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)
Température de travail	4 à 35 °C
Capacité	4 × tubes de centrifugeuse à fond conique de 50 mL
Plage de vitesse	300 – 750 rpm

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Thermobloc pour 4 tubes à centrifuger coniques de 50 ml

Exchangeable thermoblock for use on the Starlab Mixer HC.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)