



### Rack ISO pour 24 tubes de microcentrifugeuse de 1,5/2,0 ml



#### **Points forts**

- Rack ISO pour 24 tubes de 1,5/2,0 ml
- À utiliser avec les thermoblocs pour Mixer HC S8012-0011 et S8012-0012

#### Applications du produit

Préparation des échantillons

Purification de plasmides, ADN, ARN

Synthèse d'ADNc

Réactions enzymatiques (restriction, ligation, digestion de protéinase K)

Dénaturation d'ADN, d'ARN, de protéines

Marquage d'ADN, d'ARN, de protéines

Culture de bactéries dans des tubes de microcentrifugeuse, tubes à centrifuger et plaques deepwell

Transformation de bactéries

Resuspension de culots

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France** 30 Rue Jean Rostand

91400 Orsay Email: info@starlab.fr







## Données generales

Réf.	S8012-0021
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)
Température de travail	4 à 35 °C
Capacité	24 × tubes de microcentrifugeuse de 1,5/2,0 mL
Plage de vitesse	300 – 1 400 rpm

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France** 30 Rue Jean Rostand 91400 Orsay Email: info@starlab.fr







# Plus d'informations sur Rack ISO pour 24 tubes de microcentrifugeuse de 1,5/2,0 ml

ISO rack for use with 1.5/2.0ml tubes (Mixer HC Thermoblocks S8012-0011 and S8012-0012). The Iso-Rack is ideal for time-critical applications and high throughput sample preparation. Prepare your samples in your tubes, using the Iso-Rack as your bench rack. You can then transfer all 24 tubes to the thermoblock at the same time, in seconds!

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France** 30 Rue Jean Rostand 91400 Orsay Email: info@starlab.fr

