



StarStore 49



Points forts

- Boîtier de conservation en polypropylène de 49 emplacements avec séparateurs fixes 7x7 pour des tubes jusqu'à 16 mm
- Couvercle à soulèvement transparent avec panneau d'inscription givré sur le côté
- Trous d'évent dans la base afin de faciliter le drainage et le retrait du couvercle
- Matrice grille acétate disponible en option à placer sous le couvercle
- Température d'utilisation : -90 °C à 121 °C
- Autoclavable
- Dimensions : 130 x 130 x 45mm
- Hauteur max. de tube : 60 mm

Applications du produit

Stockage d'échantillons



Données générales

Réf.	E2349-5009
Dimensions (L x P x H)	130 mm x 130 mm x 45 mm
Dimensions (L x P)	130 mm x 130 mm
Longueur max. du tube	60 mm
Autoclavable	Oui
Taille de pack	5 Pièces (1 Pack x 5 Pièces)
Matériau	Polypropylène
Couleur	Naturel
Emplacements	49

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur StarStore 49

Boîtier de conservation en polypropylène de 49 emplacements avec séparateurs fixes 7x7 pour des tubes jusqu'à 16 mm. Le couvercle sans charnières, à soulèvement permet le stockage de tubes de différentes hauteurs. Encombrement standard 130 x 130 mm pour une utilisation dans le système de racks de congélateur standard.