




## StarStore 49



### Points forts

- Boîtier de conservation en polypropylène de 49 emplacements avec séparateurs fixes 7x7 pour des tubes jusqu'à 16 mm
- Couvercle à soulèvement transparent avec panneau d'inscription givré sur le côté
- Trous d'évent dans la base afin de faciliter le drainage et le retrait du couvercle
- Matrice grille acétate disponible en option à placer sous le couvercle
- Température d'utilisation : -90 °C à 121 °C
- Autoclavable
- Dimensions : 130 x 130 x 45mm
- Hauteur max. de tube : 60 mm

## Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Réf.                   | E2349-5009                   |
| Dimensions (L x P x H) | 130 mm x 130 mm x 45 mm      |
| Dimensions (L x P)     | 130 mm x 130 mm              |
| Longueur max. du tube  | 60 mm                        |
| Autoclavable           | Oui                          |
| Taille de pack         | 5 Pièces (1 Pack x 5 Pièces) |
| Matériau               | Polypropylène                |
| Couleur                | Naturel                      |
| Emplacements           | 49                           |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur StarStore 49

Boîtier de conservation en polypropylène de 49 emplacements avec séparateurs fixes 7x7 pour des tubes jusqu'à 16 mm. Le couvercle sans charnières, à soulèvement permet le stockage de tubes de différentes hauteurs. Encombrement standard 130 x 130 mm pour une utilisation dans le système de racks de congélateur standard.