



## StarStore



### Points forts

- Boîtier de conservation en polypropylène sans séparateur
- Couvercle à soulèvement transparent
- Pas de séparateurs pour permettre le stockage de différentes formes et tailles de tubes
- Couvercle à soulèvement transparent
- Trous d'évent dans la base afin de faciliter le drainage et le retrait du couvercle
- Dimensions (LxPxH) : 130 x 130 x 45 mm

## Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	E2300-5005
Dimensions (L x P x H)	130 mm x 130 mm x 45 mm
Dimensions (L x P)	130 mm x 130 mm
Autoclavable	Oui
Taille de pack	5 Pièces (1 Pack x 5 Pièces)
Matériau	Polypropylène
Couleur	Naturel
Emplacements	1

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur StarStore

Boîtier de conservation en polypropylène sans séparateurs. L'absence de séparateurs plus le couvercle sans charnières, à soulèvement permet le stockage de tubes de différentes tailles et hauteurs. encombrement standard 130 x 130 mm adaptable au système de racks de congélateur standard.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)