



Box di stoccaggio StarStore 81Z in Zylar



Punti salienti

- Box di stoccaggio da 81 posti in resina Zylar con divisori 9x9 fissi per provette fino a 13 mm
- Coperchio trasparente sollevabile con area di scrittura zigrinata sui lati
- Fori di ventilazione alla base per la sicurezza e per agevolare la rimozione del coperchio
- Temperatura di utilizzo: da -196 °C a 121 °C
- Dimensioni (LxPxA): 130 x 130 x 45 mm
- Utilizzabile nei rack per congelatori in acciaio inossidabile o per congelatori in alluminio.

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	E2301-5309
Dimensioni (L x P x A)	130 mm x 130 mm x 45 mm
Dimensioni (L x P)	130 mm x 130 mm
Autoclavabile	Sì
Confezione	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)
Materiale	Resina in zylar
Colore	Trasparente
Posti	81

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Box di stoccaggio StarStore 81Z in Zylar

Box di stoccaggio da 81 posti in resina Zylar con divisori 9x9 fissi per provette fino a 13 mm di diametro, ad es. provette per criogenia da 1,0 ml. Per stoccaggio a bassissime temperature. Dimensioni 130 x 130 mm per l'uso nei rack in acciaio inossidabile.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it