



## Box di stoccaggio StarStore 81Z in Zylar



### Punti salienti

- Box di stoccaggio da 81 posti in resina Zylar con divisori 9x9 fissi per provette fino a 13 mm
- Coperchio trasparente sollevabile con area di scrittura zigrinata sui lati
- Fori di ventilazione alla base per la sicurezza e per agevolare la rimozione del coperchio
- Temperatura di utilizzo: da -196 °C a 121 °C
- Dimensioni (LxPxA): 130 x 130 x 45 mm
- Utilizzabile nei rack per congelatori in acciaio inossidabile o per congelatori in alluminio.

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Cod.                   | E2301-5309                       |
| Dimensioni (L x P x A) | 130 mm x 130 mm x 45 mm          |
| Dimensioni (L x P)     | 130 mm x 130 mm                  |
| Autoclavabile          | Sì                               |
| Confezione             | 5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi) |
| Materiale              | Resina in zylar                  |
| Colore                 | Transparente                     |
| Posti                  | 81                               |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Box di stoccaggio StarStore 81Z in Zylar

Box di stoccaggio da 81 posti in resina Zylar con divisori 9x9 fissi per provette fino a 13 mm di diametro, ad es. provette per criogenia da 1,0 ml. Per stoccaggio a bassissime temperature. Dimensioni 130 x 130 mm per l'uso nei rack in acciaio inossidabile.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)