



## StarPCR Work Rack



### Punti salienti

- Il coperchio trasparente a scatto garantisce una chiusura sicura
- Impilabile con o senza coperchio
- Per l'uso con temperature fino a -90 °C
- Dimensioni (LxPxA): 138 x 98 x 39 mm (con coperchio)

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	E2396-5240
Dimensioni (L x P x A)	138 mm x 98 mm x 39 mm
Dimensioni (L x P)	138 mm x 98 mm
Autoclavabile	No
Confezione	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)
N. piastre	1
Tipo rack	Rack da lavoro per PCR
Materiale	Polipropilene
Colore	Mix
Max. tubi da centrifuga o microprovette con tappo a vite	1 x 96-well PCR plate, or 0.2 ml PCR tubes or strips
Posti	96

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su StarPCR Work Rack

Robusto rack in polipropilene da 96 posti per l'uso con 1 piastra PCR da 96 pozzetti, oppure con tubi o strip PCR da 0,2 ml.

Dimensioni (LxPxH): 138 x 98 x 39 mm (con coperchio).

**NOTA:** non autoclavabile.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)