

Solo Rack A (Satellite Rack), neon giallo



Punti salienti


- Temperatura di utilizzo: da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Ogni rack è dotato di un proprio coperchio sollevabile trasparente
- 96 pozzetti per alloggiare tubi PCR da 0,2 ml, strisce PCR o 1 piastra PCR da 96 pozzetti
- Dimensioni (LxPxA): 127 x 87 x 33 mm (con coperchio)

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni
PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	E2396-1646
Confezione	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)
Dimensioni (L × P × A)	127 mm × 87 mm × 33 mm
Dimensioni (L × P)	127 mm × 87 mm
Autoclavabile	Sì
Tipo rack	Satellite Rack
Colore	Giallo neon
Max. tubi da centrifuga o microprovette con tappo a vite	96 wells to hold 0.2 ml PCR tubes, PCR strips or 1 x 96-well PCR plate


STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Solo Rack A (Satellite Rack), neon giallo

Rack in polipropilene per lo stoccaggio di provette, strip e piastre PCR, e per provette per microcentrifuga da 0,5 ml e 1,5 / 2,0 ml. Matrice alfanumerica stampata. I rack di due dimensioni diverse (Rack A e Rack B) possono essere combinati fra loro per formare la PCR Workstation completa. I rack possono essere acquistati separatamente o insieme come una workstation completa.




Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Solo Rack A (Satellite Rack), neon blu Tipo rack: Satellite Rack Colore: Blu neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1641
 Solo Rack A (Satellite Rack), neon verde Tipo rack: Satellite Rack Colore: Verde neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1642
 Solo Rack A (Satellite Rack), neon rosa Tipo rack: Satellite Rack Colore: Rosa neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1644
 Solo Rack A (Satellite Rack), neon giallo Tipo rack: Satellite Rack Colore: Giallo neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1646
 Solo Rack A (Satellite Rack), neon assortiti Tipo rack: Satellite Rack Colore: Mix neon  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzo (1 Confezione × 5 Pezzo)	E2396-9649
 Solo Rack A (Satellite Rack), neon arancio Tipo rack: Satellite Rack Colore: Arancione neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1643
 Solo Rack B (Workstation Rack), neon blu Tipo rack: Workstation Rack Colore: Blu neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1651

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Solo Rack B (Workstation Rack), neon verde Tipo rack: Workstation Rack Colore: Verde neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1652
 Solo Rack B (Workstation Rack), neon arancio Tipo rack: Workstation Rack Colore: Arancione neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1653
 Solo Rack B (Workstation Rack), neon rosa Tipo rack: Workstation Rack Colore: Rosa neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1654
 Solo Rack B (Workstation Rack), neon giallo Tipo rack: Workstation Rack Colore: Giallo neon  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	E2396-1656
 Solo Rack B (Workstation Rack), neon assortiti Tipo rack: Workstation Rack Colore: Mix neon  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzo (1 Confezione × 5 Pezzo)	E2396-9659
 Rack A e B (workstation completa), neon assortiti Tipo rack: Workstation completa Colore: Mix neon  Crea scheda tecnica PDF	10 Pezzo (1 Confezione × 10 Pezzo)	E2396-9669
 Rack A e B (workstation completa), neon blu Tipo rack: Workstation completa Colore: Blu neon  Crea scheda tecnica PDF	2 Pezzo (1 Confezione × 2 Pezzo)	E2396-9691

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Rack A e B (workstation completa), neon verde Tipo rack: Workstation completa Colore: Verde neon  Crea scheda tecnica PDF	2 Pezzo (1 Confezione × 2 Pezzo)	E2396-9692
 Rack A e B (workstation completa), neon arancio Tipo rack: Workstation completa Colore: Arancione neon  Crea scheda tecnica PDF	2 Pezzo (1 Confezione × 2 Pezzo)	E2396-9693
 Rack A e B (workstation completa), neon rosa Tipo rack: Workstation completa Colore: Rosa neon  Crea scheda tecnica PDF	2 Pezzo (1 Confezione × 2 Pezzo)	E2396-9694
 Rack A e B (workstation completa), neon giallo Tipo rack: Workstation completa Colore: Giallo neon  Crea scheda tecnica PDF	2 Pezzo (1 Confezione × 2 Pezzo)	E2396-9696

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it