



## PCR Lock-Rack



### Punti salienti

- Dimensioni (LxPxA): 133 x 107 x 56 mm (2 sezioni con coperchio)

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	E2344-2099
Dimensioni (L x P x A)	133 mm x 107 mm x 56 mm
Dimensioni (L x P)	133 mm x 107 mm
Autoclavabile	Sì
Confezione	4 Pezzi (1 Confezione x 4 Pezzi)
Tipo rack	Rack bloccabili per PCR
Colore	Mix
Max. tubi da centrifuga o microprovette con tappo a vite	Each section holds 24 x 1.5 / 2.0 ml tubes, 16 x 0.5 ml tubes and 60 x 0.2 ml tubes.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su PCR Lock-Rack

Rack in polipropilene, che si agganciano a formare rack più o meno grandi. Il coperchio trasparente poggia su due sezioni agganciate fra loro. Ogni sezione alloggia 24 tubi da 1,5 / 2,0 ml, 16 tubi da 0,5 ml e 60 tubi da 0,2 ml. Due sezioni agganciate fra loro possono alloggiare una piastra PCR da 96 pozzetti.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)