



StarChill MCT, Lilla/Rosa



Punti salienti

- Rack da 24 pozzetti con coperchio, per l'uso con:provette per microcentrifuga / con tappo a vite da 0,5, 1,5 e 2,0 ml
- Temperatura di cambio colore: 7 °C
- Tempo previsto a 4 °C: 3+ ore*
- Dimensioni (LxPxA): 146 x 105 x 65 mm (senza coperchio)
- 146 x 105 x 70 mm (con coperchio)

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	E2396-5634
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Dimensioni (L × P × A)	146 mm × 105 mm × 70 mm
Dimensioni (L × P)	146 mm × 105 mm
Autoclavabile	No
Numero di pozzetti	96 pozzetti
Tipo rack	Rack per chiller
Colore	Rosa (caldo)/porpora (freddo)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su StarChill MCT, Lilla/Rosa

Rack refrigeranti ad alte prestazioni StarChill

Mantengono un ambiente refrigerato sul banco di lavoro! La sezione centrale dei rack StarChill cambia colore quando si raffredda. Torna poi gradualmente al suo colore originale con l'aumentare della temperatura, fornendo così un'immediata indicazione visiva del cambio di temperatura.

*Il tempo varia a seconda della temperatura ambiente. Tutti i rack StarChill devono essere raffreddati per almeno 8 ore a -20 °C prima dell'uso. Non autoclavabili.



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 StarChill MCT, Lilla/Rosa Colore: Rosa (caldo)/porpora (freddo)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2396-5634
 StarChill MCT, Verde/Giallo Colore: Giallo (caldo)/verde (freddo)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2396-5636

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it