



## Mini Cooler



### Punti salienti

- Contiene 8 provette da 1,5/2,0 ml
- Coperchio trasparente incernierato con incastro per evitare fuoriuscite
- Mantiene -15 °C o meno per un massimo di 1 ora
- Dimensioni (LxPxA): 120 x 85 x 90 mm
- Peso: 750 g

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

Trasporto di campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Cod.                   | I6308-1515                 |
| Dimensioni (L x P x A) | 120 mm x 85 mm x 90 mm     |
| Dimensioni (L x P)     | 120 mm x 85 mm             |
| Peso                   | 700 g                      |
| Autoclavabile          | No                         |
| Confezione             | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) |
| Colore                 | Argento                    |
| Posti                  | 8                          |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Mini Cooler

Piccolo rack con soluzione refrigerante interna per 8 tubi da 1,5/2,0 ml. Perfetto per trasportare un piccolo numero di campioni.

**NOTA:** deve essere congelato fino a -20 °C per almeno 24 ore prima dell'uso. Non autoclavabile.