

Provette per PCR da 0,2 ml, tappo a cupola, trasparenti



Punti salienti

- Le provette per PCR sono prodotte in polipropilene medico
- Un clic sicuro alla chiusura conferma che le provette sono completamente chiuse
- Le pareti sottilissime garantiscono un trasferimento termico sufficiente e la resa massima
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Prive di inibitori della PCR
- Forniti in sacchetti richiudibili

Applicazioni del prodotto

PCR standard (PCR endpoint)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|------------------------------|--|
| Cod. | I1402-4300 |
| Confezione | 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes) |
| Sterile | No |
| Autoclavabile | Sì |
| Volume | 0.2 ml |
| Stile tappo | A cupola |
| Materiale | Polipropilene |
| Privo di DNA | Sì |
| DNase free | Sì |
| Privo di endotossine | Sì |
| Privo di DNA umano | Sì |
| Privo di inibitori della PCR | Sì |
| Privo di pirogeni | Sì |
| RNase free | Sì |
| Colore | Transparente |
| Adatto per PCR | sì |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su Provette per PCR da 0,2 ml, tappo a cupola, trasparenti

Le provette per PCR Starlab da 0,2 ml con tappi attaccati garantiscono una tenuta ottimale, riducendo al minimo la perdita di liquido per evaporazione. I tappi sono facili da aprire e chiudere e l'alto grado di adesione del tappo alla provetta riduce l'evaporazione del campione.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|---|------------|
|  Provette per PCR da 0,2 ml, tappo a cupola, trasparenti Stile tappo: A cupola Colore: Trasparente Confezione: 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)  Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes) | I1402-4300 |
|  Provette per PCR da 0,2 ml, tappo a cupola, assortite Stile tappo: A cupola Colore: Mix Confezione: 1.000 Provettes (5 Sacchetto × 200 Provettes)  Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Provettes (5 Sacchetto × 200 Provettes) | I1402-4308 |
|  Provette per PCR da 0,2 ml, tappo piatto, trasparenti Stile tappo: Tappo piatto Colore: Trasparente Confezione: 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)  Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes) | I1402-8100 |
|  Provette per PCR da 0,2 ml, tappo piatto, assortite Stile tappo: Tappo piatto Colore: Mix Confezione: 1.000 Provettes (5 Sacchetto × 200 Provettes)  Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Provettes (5 Sacchetto × 200 Provettes) | I1402-8108 |
|  Provette per PCR da 0,2 ml, tappo piatto (Xtra-Clear), trasparenti Stile tappo: Piatto (Xtra-Clear) Colore: Trasparente Confezione: 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)  Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes) | I1402-8200 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|--|---|--------------|
|  <p>Provette per PCR da 0,2 ml, tappo piatto, trasparenti (conf. grande) Stile tappo: Tappo piatto Colore: Trasparente Confezione: 10.000 Provettes (10 Sacchetto × 1000 Provettes)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 10.000 Provettes (10 Sacchetto × 1000 Provettes) | I1402-8100-C |
|  <p>Provette per PCR da 0,2 ml, tappo piatto, assortite (confezione) Stile tappo: Tappo piatto Colore: Mix Confezione: 10.000 Provettes (50 Sacchetto × 200 Provettes)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 10.000 Provettes (50 Sacchetto × 200 Provettes) | I1402-8108-C |
|  <p>Provette per PCR da 0,2 ml, tappo schermato a cupola, trasparenti Stile tappo: Tappo a cupola con scudo Colore: Trasparente Confezione: 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes) | S1602-4300 |
|  <p>Provette per PCR da 0,2 ml, tappo schermato piatto, trasparenti Stile tappo: Tappo piatto con scudo Colore: Trasparente Confezione: 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes) | B1402-5500 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it