



200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Refills (non sterili)



Punti salienti

- **Graduazioni:** 10 µl, 50 µl e 100 µl
- La punta UltraPoint® contribuisce a prevenire la ritenzione del campione
- **Universale:** un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per essere compatibile con tutte le pipette più diffuse.
- Stampi levigati e lucidati per una superficie estremamente liscia che riduce la ritenzione del campione
- Prodotto di altissima qualità. Puntali prodotti in puro polipropilene 100% vergine per assicurare la più elevata qualità.
- **Certificati** privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Dispensazione di liquidi

Miscelazione di liquidi

Dispensazione in piastre e tubi di reazione

Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	S1113-1700
Confezione	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)
Codifica colori dei wafer	Giallo
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	1,0 - 200 µl
Volume	200 µl
Tipo di punta	UltraPoint®
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	Sì
Colore	Trasparente
Per l'utilizzo con	<p>Abimed: BioPette-E, Discovery Comfort, LABMATE Optima</p> <p>Biohit®: eLine, ePet, mLine, Picus, Proline</p> <p>BRAND®: Transferpette, Transferpette Electronic, Transferpette S</p> <p>Capp®: CappAero Comfort, CappAero Multi, CappAero Universal, Capptronic Multi, Capptronic Single, ecopipette, Singlechannel</p> <p>Eppendorf®: Reference, Reference 2, Research, Research plus, Research pro, Xplorer</p> <p>Gilson®: Pipetman Concept, Pipetman Neo, Pipetman P, Pipetman Ultra</p> <p>HAMILTON®: SoftGrip Pipette, SofTouch</p> <p>HTL: Clinipet+, Discovery Comfort, Discovery Pro, Labmate Pro, Optipette</p> <p>Nichiryo®: 00-NP7, 50F, 50V, NLE, NPLO, NPX</p> <p>Rainin®: Classic, EDP1, EDP-3 Plus, Pipet-Lite, Pipet-Plus</p> <p>Sartorius®: eLine, ePet, mLine, Picus, Picus NxT, Proline, Proline Plus, Tacta</p> <p>Socorex®: Acura 815 manual, Acura 825, Acura 855, Acura electro 925, Acura electro 955, Calibra digital</p> <p>STARLAB®: ErgoOne, ErgoOne E, MicroOne, StarPet, StarPet-E</p> <p>Thermo Fisher Scientific Inc.: Finn Focus, Finn Focus Micro, Finn Focus Univ., Finn pipette Digital, Finn pipette F1/F2, Finn pipette Novus, Finn pipette Novus Turquoise, Finn pipette Novus Yellow</p>

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Refills (non sterili)

Punta UltraPoint

Previene la ritenzione del campione e rende più facile l'espulsione dell'ultima goccia di liquido

Il refill intelligente

I puntali da 10/20 µl XL, 300 µl e 1000 a causa della loro geometria non sono impilabili. Di conseguenza, per offrirvi un refill dal minor ingombro abbiamo quindi progettato degli innovativi spaziatori, che si incastrano sul lato inferiore del wafer. Ciò garantisce un refill compatto, che fa risparmiare spazio in laboratorio e durante il trasporto. In aggiunta rispetto ai precedenti refill abbiamo ridotto in maniera significativa il materiale impiegato, circa il 50% in peso ed il 60% in volume, creando un refill ancora più eco-friendly.




Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Rack (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Rack × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Rack × 96 Puntali)	S1113-1800
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Racks (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1113-1800-C
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Racks (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1113-1810
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Racks (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1113-1810-C
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Refills (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1113-1700

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Refills (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)	S1113-1700-C
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente Refills (sterili) Sterile: Si Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1113-1710
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente Refills, (sterili), confezione Sterile: Si Confezione: 7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)	S1113-1710-C
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Rack impilabile (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)	S1113-1200
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Rack impilabili (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)	S1113-1200-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Sacchetto (non sterili) Sterile: No Confezione: 1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1113-1000
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Sacchetto (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 25.000 Puntali (25 Sacchetti × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	25.000 Puntali (25 Sacchetti × 1000 Puntali)	S1113-1000-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it