



## Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, di colore bianco, con strip di tappi piatti attaccati (Xtra-Clear)



### Punti salienti

- Realizzate in polipropilene di grado medicale
- I tappi attaccati singolarmente evitano il rischio di una contaminazione incrociata dovuta alla confusione dei tappi stessi.
- Prive di inibitori della PCR
- Adatte per Real time PCR (qPCR)
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Le pareti ultrasottili assicurano un trasferimento termico efficiente e la massima resa.
- Forniti in sacchetti richiudibili

## Applicazioni del prodotto

PCR standard (PCR endpoint)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	I1409-2700
Confezione	125 Strip di provette con tappi (1 Confezione × 125 Strip di provette con tappi)
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Volume	0.2 ml
N. di provette	8
Stile tappo	Tappo in strip piatto attaccato (Xtra-Clear)
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di DNA umano	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Bianco
Adatto per PCR	sì
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## **Maggiori informazioni su Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, di colore bianco, con strip di tappi piatti attaccati (Xtra-Clear)**

Le strip per PCR Starlab sono realizzate in polipropilene di grado medicale. Le provette dalle pareti sottili sono caratterizzate da una omogenea ed efficace trasmissione del calore. I tappi attaccati in strip in stile "coccodrillo" evitano la possibilità di una contaminazione incrociata dovuta alla confusione dei tappi. Strip disponibili da 8 o 12 provette e tappi.

Strip Low-Profile (0,1 ml): altezza di 15,24 mm, da usare solo su termociclatori con capacità low-profile.

Strip Standard (0,2 ml): altezza di 20,83 mm, da usare nella maggior parte dei termociclatori.