



Piastra PCR 96 pozzetti, senza bordo, Low Profile, trasparente (confezione)



Punti salienti

- Piastre unskirted per una flessibilità universale, adatte alla maggior parte dei termociclatori
- Griglia stampata nera chiaramente visibile
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Prive di inibitori della PCR
- I pozzetti ultrasottili e uniformi assicurano un trasferimento del calore ottimale e un'elevata efficienza a livello di reazione.
- Forniti in sacchetti richiudibili

Applicazioni del prodotto

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Dati generali

Cod.	E1403-0200-C		
Confezione	100 Piastre (5 Sacchetto × 20 Piastre)		
Sterile	No		
Autoclavabile	Sì		
Volume	200 μl		
Numero di pozzetti	96 pozzetti		
Materiale	Polipropilene		
Privo di DNA	Sì		
DNase free	Sì		
Privo di endotossine	Sì		
Privo di inibitori della PCR	Sì		
RNase free	Sì		
Colore	Transparente		
Angolo tagliato	H12		
Pozzetti in rilievo	no		
Design cornice	Non svasato, profilo basso		
Matrice	Stampata		
Profilo	Basso		
Adatto per PCR	sì		
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	sì		

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Maggiori informazioni su Piastra PCR 96 pozzetti, senza bordo, Low Profile, trasparente (confezione)

Le piastre per PCR unskirted di Starlab sono prive di margine sui bordi della piastra. Si adattano in modo universale a tutti i termociclatori più comuni. L'elevata elasticità delle piastre assicura un corretto inserimento nel blocco di riscaldamento. Sono disponibili piastre di colore trasparente neutro o di colore bianco. Le piastre opache per la qPCR offrono una bassa autofluorescenza con la chemiluminescenza (bianco) e anche una maggiore resa del segnale.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Accessori

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
-	Strip per film autoadesivo per PCR in polipropilene, trasparente	200 Pezzi (1 Scatola × 200 Pezzi)	E2796-2850
	Film sigillante per PCR in poliestere, trasparente	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0100
	Film superiore in poliolefina StarSeal Xtra- Clear (qPCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9795
	Foglio autoadesivo trasparente in polipropilene (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0793
	Film trasparente in poliolefina StarSeal (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9793
	Film sigillante in alluminio, 60 µm (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0792
	Foglio in alluminio StarSeal (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9792
	Tappetino sigillante in silicone per piastra PCR da 96 pozzetti	5 Pezzi (1 Scatola × 5 Pezzi)	E1403-0000
	polipropilene (PCR) Film trasparente in poliolefina StarSeal (PCR) Film sigillante in alluminio, 60 µm (PCR) Foglio in alluminio StarSeal (PCR) Tappetino sigillante in silicone per piastra	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi) 100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi) 100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-97 E2796-07

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

