

Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordata, orlo in rilievo, Low Profile (per sistemi FAST®), trasparente



Punti salienti


- La capacità massima approssimativa per tutte le piastre da 96 pozzetti è di 350 µl per piastre di altezza standard o di 200 µl per piastre Low-Profile
- Le piastre sono disponibili nelle varianti trasparente, bianca o nera. Le piastre bianche sono ideali per qPCR e offrono un rapporto segnale/rumore ottimale per i saggi a base fluorescente. Le piastre nere aiutano a ridurre al minimo la diffusione della luce.
- Piastre per specialisti (per sistemi FAST®, qPCR)

Applicazioni del prodotto

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	E1403-7700
Confezione	10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Volume	200 µl
Numero di pozzetti	96 pozzetti
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di metalli pesanti	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì
Colore	Trasparente
Angolo tagliato	A1
Pozzetti in rilievo	no
Design cornice	Semi-svasato
Matrice	Stampata
Profilo	Low (per sistemi FAST [®]), orlo in rilievo
Orlo in rilievo	sì
Adatto per PCR	sì
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordata, orlo in rilievo, Low Profile (per sistemi FAST®), trasparente


Le piastre PCR semi-skirted di STARLAB sono dotate di un bordo alto 7 mm lungo l'intero perimetro.

Il bordo rialzato migliora la stabilità della piastra e la rende più adatta ad es. per le applicazioni automatiche. Inoltre sul bordo della piastra è possibile applicare etichette, ad es. con codici a barre. Le piastre con pozzetti sollevati riducono il rischio di contaminazione crociata.

- › Autoclavabili
- › Fornite in buste risigillabili
- › Pratici pacchetti di piccole dimensioni
- › Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e inibitori della PCR
- › Prive di endotossine




Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordata, orlo in rilievo, Low Profile (per sistemi FAST®), trasparente Profilo: Low (per sistemi FAST®), orlo in rilievo Colore: Trasparente Confezione: 10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)	E1403-7700
 Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordate, orlo in rilievo, Low Profile (per sistemi FAST®), trasparente (confezione) Profilo: Low (per sistemi FAST®), orlo in rilievo Colore: Trasparente Confezione: 100 Piastre (10 Scatole × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	100 Piastre (10 Scatole × 10 Piastre)	E1403-7700-C
 Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordata, orlo in rilievo, Low Profile (per sistemi FAST®), bianco Profilo: Low (per sistemi FAST®), orlo in rilievo Colore: Bianco Confezione: 10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)	E1403-7709
 Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordate, orlo in rilievo, Low Profile (per sistemi FAST®), bianco (confezione) Profilo: Low (per sistemi FAST®), orlo in rilievo Colore: Bianco Confezione: 100 Piastre (10 Scatole × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	100 Piastre (10 Scatole × 10 Piastre)	E1403-7709-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordate, orlo in rilievo, trasparente Profilo: Orlo in rilievo Colore: Trasparente Confezione: 10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)	E1403-8200
	Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordate, orlo in rilievo, trasparente (confezione) Profilo: Orlo in rilievo Colore: Trasparente Confezione: 100 Piastre (10 Scatole × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	100 Piastre (10 Scatole × 10 Piastre)	E1403-8200-C
	Piastra PCR Semi Bordate con Orlo & Pozzetti in Rilievo Profilo: Pozzetti in rilievo 3 mm, Corning® style Colore: Trasparente Confezione: 10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	10 Piastre (1 Scatola × 10 Piastre)	B1402-9300

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Strip per film autoadesivo per PCR in polipropilene, trasparente	200 Pezzi (1 Scatola × 200 Pezzi)	E2796-2850
 Film sigillante per PCR in poliestere, trasparente	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0100
 Film superiore in poliolefina StarSeal Xtra-Clear (qPCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9795
 Foglio autoadesivo trasparente in polipropilene (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0793
 Film trasparente in poliolefina StarSeal (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9793
 Film sigillante in alluminio, 60 µm (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0792
 Foglio in alluminio StarSeal (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9792
 Tappetino sigillante in silicone per piastra PCR da 96 pozzetti	5 Pezzi (1 Scatola × 5 Pezzi)	E1403-0000

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it