

Reservoir per reagenti StarTub PS, 100 ml, confezione grande



Punti salienti


- Reservoir bianco in polistirene (PS)
- Non sterili
- Graduazioni e beccuccio
- Capacità: 100 ml
- Monouso

Applicazioni del prodotto

Utilizzo per reagenti con pipetta multicanale

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Dati generali

Cod.	E2310-2000
Confezione	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)
Dimensioni (L × P × A)	144 mm × 85 mm × 33 mm
Dimensioni (L × P)	144 mm × 85 mm
Larghezza esterna	144 mm
Sterile	No
Autoclavabile	No
Volume	100 ml
Materiale	Polistirene
Colore	Bianco
Fondi	Conica
Riutilizzabile	Sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su Reservoir per reagenti StarTub PS, 100 ml, confezione grande

Grande confezione di reservoirs in polistirene da 100 ml con fondo avvallato. Graduazioni e beccuccio laterale.

Dimensioni (LxPxH): 144 x 85 x 33 mm

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Reservoir per reagenti StarTub PS, 55 ml, confezionati singolarmente (sterili) Sterile: Sì Volume: 55 ml  Crea scheda tecnica PDF	50 Pezzi (1 Scatola × 50 Pezzi)	E2310-1010
 Reservoir per reagenti StarTub PS, 100 ml, confezione grande Sterile: No Volume: 100 ml	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2310-2000
 Reservoir per reagenti StarTub PS, 25 ml, confezionati singolarmente (sterili) Sterile: Sì Volume: 25 ml  Crea scheda tecnica PDF	50 Pezzi (1 Scatola × 50 Pezzi)	E2310-1025
 Reservoir per reagenti StarTub PS, 100 ml, confezionati singolarmente (sterili) Sterile: Sì Volume: 100 ml  Crea scheda tecnica PDF	50 Pezzi (1 Scatola × 50 Pezzi)	E2310-1100

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it