

Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, viola



Punti salienti

- Provette in polipropilene Ultra clear
- Chiusura del tappo salda e sicura
- Adatte per ebollizione
- Centrifugabili ad oltre 20.000 x g
- Certificate privi di RNase, DNase, DNA e inibitori della PCR

Applicazioni del prodotto

Preparazione dei campioni

Centrifugazione


Stoccaggio dei campioni

Ebollizione o congelamento di campioni

Certificate privi di RNase, DNase, DNA e inibitori della PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	I1420-2705
Confezione	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)
Autoclavabile	Sì
Volume	2.0 ml
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì
Colore	Lilla

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, viola

Provette in polipropilene con formato coperchio più piccolo per una migliore aderenza all'interno delle scatole per la conservazione dei campioni. Provette color ambra per campioni sensibili alla luce. Centrifugabili ad oltre 20.000 x g. Intervallo di temperatura: da -80 °C a 121 °C. Autoclavabili. Certificate RNase, DNase, DNA e PCR Inhibitor free.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, assortite Colore: Mix  Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2799
 Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, ambra Colore: Amber  Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2707
 Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, giallo Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2706
 Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, viola Colore: Lilla  Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2705
 Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, rosso Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2704
 Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, arancio Colore: Arancione  Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2703
 Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 ml, verde Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2702

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 mL, blu Colore: Blu	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2701
	 Crea scheda tecnica PDF		
	Provetta per microcentrifuga in omopolimero 2,0 mL, trasparente Colore: Trasparente	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1420-2700
	 Crea scheda tecnica PDF		

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it