



Microflex 73-847 Guanto ergonomico in neoprene



Punti salienti

- Guanti dal design ergonomico con una presa eccezionale in condizioni di bagnato
- Offre una sensibilità tattile e un comfort ideali.
- Microruvido sulle dita

Applicazioni del prodotto

Protezione personale

Salute e Sicurezza sul lavoro

Protezione dei campioni

Protezione dei processi

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi)
Lunghezza	245 mm
Sterile	No
Materiale	Neoprene
Fine	Microruvido sulle dita
Interno	Senza polvere
Spessore (dito)	0.13 mm
Spessore (palmo)	0.10 mm
Colore	Verde scuro
Ambidestro	Sì
Manica	Standard
Allungamento dopo Invecchiamento (%)	400
Carico di rottura dopo l'invecchiamento (MPa)	14 MPa
Forza alla Rottura dopo dell'Invecchiamento (N)	6 N
Forza alla Rottura prima dell'Invecchiamento (N)	6 N
Allungamento minimo prima dell'Invecchiamento (%)	500
Riutilizzabile	No
Resistenza a trazione prima dell'invecchiamento (MPa)	18 MPa
AQL	1.5

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



EN 16523-1	In conformità
EN 374-1	Conforme, Type B
EN 374-2	Livello 2
EN 374-4	In conformità, determinazione della resistenza alla degradazione
EN 374-5	In conformità, requisiti per i rischi da microrganismi
EN 421	Conforme
EN ISO 21420	In conformità
ISO 16604 (Part B)	In conformità, protezione contro penetrazione di agenti patogeni trasmessi per via ematica (virus).
DPI-Regolamento (UE) 2016/425	Personal Protective Equipment (PPE) Category III

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Microflex 73-847Guanto ergonomico in neoprene

Tecnologia ERGOFORM TM











Formulazione in neoprene morbida e flessibile, progettata con una tecnologia proprietaria per ridurre l'affaticamento della mano. Offrono una presa eccezionale in condizioni di bagnato, con una vestibilità confortevole e una sensibilità tattile simile a quella del lattice.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Microflex 73-847, M Grandezza: Medium  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi)	73-847-M
 Microflex 73-847, XS Grandezza: Extra Small  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi)	73-847-XS
 Microflex 73-847, XL Grandezza: Extra Large  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi)	73-847-XL
 Microflex 73-847, L Grandezza: Large  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi)	73-847-L
 Microflex 73-847, S Grandezza: Small  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi)	73-847-S

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it