




Puntali per Qiagen®



Punti salienti

- Adatti per QIAgility® (precedentemente CAS-1200)
- Adatti per Tecan® Freedom EVO Genesis® series and MiniPrep®

Applicazioni del prodotto

Configurazione PCR

Configurazione assay

Diluizioni in serie

Distribuzione di reagenti

Trasferimento di campioni o reagenti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	96 Puntali (96 Puntali)
Sterile	Sì
Puntale con filtro	Filtro
Stile rack	Rack trasparente
Conduttivo	Sì
Testa	Pipetta monocanale
Per l'utilizzo con	Qiagen®

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Puntali per Qiagen®

I puntali robotici STARLAB sono progettati secondo le stesse specifiche tecniche dei produttori degli strumenti originali, per assicurare la massima compatibilità ed un inserimento perfetto. Non rischiate di perdere tempo e di compromettere i vostri risultati usando materiali difettosi e di scarsa qualità! Con STARLAB, potete contare su articoli di consumo di una società che offre molto più che semplici puntali.

Tutti i puntali robotici sono certificati RNase, DNase e DNA free

Controllo Qualità

Il Controllo di Qualità è una fattore fondamentale, che consente di allontanarsi dalla propria postazione di lavoro automatica senza preoccupazioni e di dedicarsi ad altri compiti. Avete bisogno della garanzia che il puntale non vi abbandoni. I puntali robotici STARLAB vengono sottoposti a severi ed accurati test. Ogni lotto di puntali è soggetto ad una serie di test esigenti, dalla geometria del puntale stesso ai requisiti specifici per le workstation, come la corretta espulsione del puntale. Ogni lotto deve soddisfare o superare i parametri necessari per permettervi di allontanarvi dai puntali in tranquillità.

I puntali vengono testati sull'apparecchiatura robotica originale, così che non vi siano dubbi sul fatto che soddisferanno gli stessi requisiti degli articoli di consumo del produttore stesso del robot.

Nessuna messa a punto speciale necessaria!

I puntali robotici STARLAB non richiedono nessuna messa a punto dello strumento né a livello di hardware né di software, fornendo quindi un prodotto di alta qualità in maniera semplice e sicura.

Acquistate flessibilità

STARLAB ama fare le cose nel modo più semplice possibile per i suoi clienti. Sappiamo che potreste dover ordinare grandi quantità di articoli di consumo robotici, senza disporre di sufficiente spazio per immagazzinarli. STARLAB può aiutarvi con ordini a chiamata, che consentono di acquistare e possedere il prodotto, pur lasciandolo nel nostro magazzino, e di "richiamarne" la consegna nel momento in cui ne avete bisogno. In alternativa, è possibile piazzare un ordine e farsi consegnare una determinata quantità a intervalli regolari. Contattateci per discutere delle soluzioni più adatte a voi.



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Puntali per Qiagen® QIAgility 50 µl Volume: 50 µl Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	E1172-1418
 Puntali per Qiagen® QIAgility 200 µl Volume: 200 µl Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	E1173-2418

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it