



Pipette monocanale ErgoOne®



Punti salienti

- Minimo sforzo di azionamento
- Design ergonomico e leggero
- Codice colore
- Blocco del volume
- Fittaggio universale (esclusi 5,0 ml)
- Completamente autoclavabile

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Miscelazione di liquidi

Pipettaggio reverse di liquidi "insidiosi" (per es. ad alta viscosità)

Riempimento di piastre, gel e provette

Estrazione in fase liquida e rimozione dei supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|--------------------|---|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Autoclavabile | Sì |
| Modalità operativa | Manuale |
| Tipo pipettaggio | Cuscino d'aria |
| Funzionamento | Meccanica, pulsante per dispensazione a parte ed eiettore |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Pipette monocanale ErgoOne®

La definizione di un nuovo standard nel pipettaggio

Ogni giorno, le [pipette](#) devono svolgere varie mansioni con precisione e affidabilità. Proprio la precisione è fondamentale in un laboratorio, e la tua pipetta deve lavorare in maniera ottimale, giorno dopo giorno.

Essendo uno degli strumenti più utilizzati in laboratorio, una pipetta deve anche essere comoda da impugnare e usare, e garantire le caratteristiche da te richieste. Le pipette [ErgoOne](#)® combinano queste richieste con i principi di ergonomia più recenti, per garantirti una performance ottimale.















[ErgoOne](#)® ti offre accuratezza e precisione, in un design moderno e dalla linea pulita che apprezzerai giorno dopo giorno.

Leggera ed estremamente facile da utilizzare, puoi affidarti ad [ErgoOne](#)® per un pipettaggio accurato e preciso, giorno dopo giorno. Una pipetta di ottima qualità richiede dei puntali all'altezza, usala con i puntali [TipOne](#)® di STARLAB per ottenere risultati perfetti.

[ErgoOne](#)® è progettata per adattarsi a tutti i puntali più diffusi (esclusi 5,0 ml) senza perdite di accuratezza o precisione.





Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|-------------------------------|------------|
|  Pipetta monocanale ErgoOne® 0,1 - 2,5 µl Intervallo di volume: 0,1 - 2,5 µl Tipo cono: Cono standard  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7100-0125 |
|  Pipetta monocanale ErgoOne® 2 - 20µl (cono standard) Intervallo di volume: 2,0 - 20 µl Tipo cono: Cono standard  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7100-0220 |
|  Pipetta monocanale ErgoOne® 2 - 20 µl (cono micro) Intervallo di volume: 2,0 - 20 µl Tipo cono: Microcono  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7100-0221 |
|  Pipetta monocanale ErgoOne® 0,5 - 10 µl Intervallo di volume: 0,5 - 10 µl Tipo cono: Cono standard  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7100-0510 |
|  Pipetta monocanale ErgoOne® 10 - 100 µl Intervallo di volume: 10 - 100 µl Tipo cono: Cono standard  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7100-1100 |
|  Pipetta monocanale ErgoOne® 20 - 200 µl Intervallo di volume: 20 - 200 µl Tipo cono: Cono standard  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7100-2200 |
|  Pipetta monocanale ErgoOne® 100 - 1000 µl Intervallo di volume: 100 - 1.000 µl Tipo cono: Cono standard  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7110-1000 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|-------------------------------|------------|
|  <p>Pipetta monocanale ErgoOne® 500 – 5000 µl Intervallo di volume: 500 - 5.000 µl Tipo cono: Cono standard</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p> | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7150-5000 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Accessori

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|----------------------------------|------------|
|  Supporto da bancone per le pipette ErgoOne® | 5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi) | E3099-0002 |
|  Staffa di supporto autoadesiva per una pipetta ErgoOne® | 1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo) | E3099-0001 |
|  Supporto a parete per ErgoOne®, autoadesivo, per una pipetta | 1 Pezzi (1 Confezione × 1 Pezzi) | S7200-0001 |
|  Supporto in acrilico ErgoOne per un massimo di 5 pipette (universale) | 1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo) | E3099-0000 |
|  Supporto girevole ErgoOne® per un massimo di 8 pipette (universale) | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | S7200-0000 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it