



ErgoOne® Single-Channel Starter Pack



Punti salienti

- Three or four ErgoOne® single-channel pipettes
- Three TipOne® racks with compatible tips
- Three or four Self-Adhesive Shelf Holder for one Pipette
- Un timer da laboratorio STARLAB
- Per informazioni più dettagliate sul contenuto di ogni Starter Pack, selezionare il range di volume.

Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Intervallo di volume	2 - 1.000 μ l
Volume	1000 μ l
Tipo canale	1 canale
Modalità operativa	Manuale

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su ErgoOne® Single-Channel Starter Pack







Ogni giorno, le pipette devono svolgere varie mansioni con precisione e affidabilità. Proprio la precisione è fondamentale in un laboratorio, e la tua pipetta deve lavorare in maniera ottimale, giorno dopo giorno. Inizia la tua nuova esperienza di pipettaggio con le pipette monocanale ErgoOne® e gli originali puntali TipOne®: un abbinamento perfetto per il pipettaggio! Gli Starter Pack includono inoltre una staffa di supporto autoadesiva per ogni pipetta, più un timer da laboratorio STARLAB.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 ErgoOne® Starter Pack 4 (2.5) Intervallo di volume: 0,1 - 1.000 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK42.5
 ErgoOne® Starter Pack 4 (10) Intervallo di volume: 0,5 - 1.000 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK410
 ErgoOne® Starter Pack Intervallo di volume: 20 - 1.000 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it