



ErgoOne® Single-Channel Starter Pack



Punti salienti

- Three or four ErgoOne® single-channel pipettes
- Three TipOne® racks with compatible tips
- Three or four Self-Adhesive Shelf Holder for one Pipette
- Un timer da laboratorio STARLAB
- Per informazioni più dettagliate sul contenuto di ogni Starter Pack, selezionare il range di volume.

Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Intervallo di volume	2 - 1.000 μ l
Volume	1000 μ l
Tipo canale	1 canale
Modalità operativa	Manuale

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su ErgoOne® Single-Channel Starter Pack







Ogni giorno, le [pipette](#) devono svolgere varie mansioni con precisione e affidabilità. Proprio la precisione è fondamentale in un laboratorio, e la tua pipetta deve lavorare in maniera ottimale, giorno dopo giorno. Inizia la tua nuova esperienza di pipettaggio con le [pipette](#) monocolore [ErgoOne](#)® e gli originali puntali [TipOne](#)®: un abbinamento perfetto per il pipettaggio! Gli Starter Pack includono inoltre una staffa di supporto autoadesiva per ogni pipetta, più un [timer](#) da laboratorio STARLAB.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 ErgoOne® Starter Pack 4 (2.5) Intervallo di volume: 0,1 - 1.000 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK42.5
 ErgoOne® Starter Pack 4 (10) Intervallo di volume: 0,5 - 1.000 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK410
 ErgoOne® Starter Pack Intervallo di volume: 20 - 1.000 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it