



Pipette multicanale ErgoOne® E



Punti salienti

- Facile da usare, menu a struttura intuitiva
- Design ergonomico e leggero
- Appoggio per le dita per massimo comfort
- Forza di aggancio/sgancio puntali significativamente ridotta
- Fissaggio puntale universale
- Affidabile
- Gambo della pipetta autoclavabile
- 12 mesi di garanzia

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio

Pipettaggio inverso di liquidi "difficili" (ad es. a elevata viscosità)

Miscelazione

Dispensazioni

Elettroforesi (escl. 1250 µl modelli)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Fusto pipetta autoclavabile
Modalità operativa	Elettronico
Tipo pipettaggio	Cuscino d'aria
Funzionamento	Movimento del pistone elettronico / eiezione puntale manuale

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Pipette multicanale ErgoOne® E













Affidabili ed ergonomiche!

Le [pipette](#) elettroniche [ErgoOne](#)® E garantiscono ogni giorno un pipettaggio affidabile. Ergonomiche e leggere, le [pipette ErgoOne](#)® E sono perfette per un pipettaggio confortevole in caso di lunghi periodi di utilizzo. Le pipette [ErgoOne](#)® E e i [puntali per pipette TipOne](#)® di Starlab rappresentano la combinazione di pipettaggio perfetta; tuttavia, il design ottimizzato del cono del puntale assicura all'utente un pratico fissaggio universale del puntale.

Quattro modalità operative consentono il pipettaggio standard e inverso, la miscelazione e la dispensazione. L'esclusiva modalità "Elettroforesi" (disponibile su tutti i modelli esclusi quelli da 1.000 µl, 1.250 µl e 5.000 µl,) è inoltre disponibile per aiutarti a caricare facilmente i gel. La batteria a lunga durata può essere ricaricata anche durante l'utilizzo, così che tu non rimanga mai senza la tua pipetta.











Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 0,5 - 10 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 0,5 - 10 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9008-0010
 Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 1,0 - 20 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 1,0 - 20 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9008-0020
 Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 5,0 - 100 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 5,0 - 100 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9008-0100
 Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 15 - 300 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 15 - 300 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9008-0300
 Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 50 - 1250 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 50 - 1.250 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9008-1250
 Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 5,0 - 100 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 5,0 - 100 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9012-0100

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 0,5 – 10 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 0,5 - 10 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9012-0010
 Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 1,0 – 20 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 1,0 - 20 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9012-0020
 Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 15 – 300 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 15 - 300 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9012-0300
 Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 50 – 1250 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 50 - 1.250 µl  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9012-1250

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Batteria di ricambio per ErgoOne® E	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9999-1005
 Olio al silicone per pistone (per pipette monocanale da 5000 µl e tutte le pipette multicanale)	1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo)	G9999-1007
 Lubrificante fluorato per l'asse guida (per pipette multicanale)	1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo)	G9999-1008
 Supporto singolo (per tutte le pipette multicanale ErgoOne® E fino a 300 µl)	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9999-1004
 Supporto per ripiano per una pipetta ErgoOne® E	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9999-1009
 Supporto a parete per una pipetta ErgoOne® E	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9999-1010
 Supporto universale per una pipetta ErgoOne® E - tutti i volumi	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9999-1011
 Adattatore AC per l'Europa/UK (230V/50 Hz)	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	G9999-1000

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it