



Pipette multicanale ErgoOne® E



Punti salienti

- Facile da usare, menu a struttura intuitiva
- Design ergonomico e leggero
- Appoggio per le dita per massimo comfort
- Forza di aggancio/sgancio puntali significativamente ridotta
- Fissaggio puntale universale
- Affidabile
- Gambo della pipetta autoclavabile
- 12 mesi di garanzia

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio

Pipettaggio inverso di liquidi "difficili" (ad es. a elevata viscosità)

Miscelazione

Dispensazioni

Elettroforesi (escl. 1250 µl modelli)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|--------------------|--|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Autoclavabile | Fusto pipetta autoclavabile |
| Modalità operativa | Elettronico |
| Tipo pipettaggio | Cuscino d'aria |
| Funzionamento | Movimento del pistone elettronico / eiezione puntale manuale |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Pipette multicanale ErgoOne® E













Affidabili ed ergonomiche!

Le pipette elettroniche ErgoOne® E garantiscono ogni giorno un pipettaggio affidabile. Ergonomiche e leggere, le pipette ErgoOne® E sono perfette per un pipettaggio confortevole in caso di lunghi periodi di utilizzo. Le pipette ErgoOne® E e i puntali per pipette TipOne® di Starlab rappresentano la combinazione di pipettaggio perfetta; tuttavia, il design ottimizzato del cono del puntale assicura all'utente un pratico fissaggio universale del puntale.

Quattro modalità operative consentono il pipettaggio standard e inverso, la miscelazione e la dispensazione. L'esclusiva modalità "Elettroforesi" (disponibile su tutti i modelli esclusi quelli da 1.000 µl, 1.250 µl e 5.000 µl,) è inoltre disponibile per aiutarti a caricare facilmente i gel. La batteria a lunga durata può essere ricaricata anche durante l'utilizzo, così che tu non rimanga mai senza la tua pipetta.











Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|--|-------------------------------|------------|
|  Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 0,5 - 10 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 0,5 - 10 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9008-0010 |
|  Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 1,0 - 20 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 1,0 - 20 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9008-0020 |
|  Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 5,0 - 100 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 5,0 - 100 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9008-0100 |
|  Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 15 - 300 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 15 - 300 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9008-0300 |
|  Pipetta elettronica a 8 canali ErgoOne® E, 50 - 1250 µl Tipo canale: 8 canali Intervallo di volume: 50 - 1.250 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9008-1250 |
|  Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 5,0 - 100 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 5,0 - 100 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9012-0100 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|-------------------------------|------------|
|  Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 0,5 – 10 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 0,5 - 10 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9012-0010 |
|  Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 1,0 – 20 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 1,0 - 20 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9012-0020 |
|  Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 15 – 300 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 15 - 300 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9012-0300 |
|  Pipetta elettronica a 12 canali ErgoOne® E, 50 – 1250 µl Tipo canale: 12 canali Intervallo di volume: 50 - 1.250 µl  Crea scheda tecnica PDF | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9012-1250 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Accessori

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|----------------------------------|------------|
|  Batteria di ricambio per ErgoOne® E | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9999-1005 |
|  Olio al silicone per pistone (per pipette monocanale da 5000 µl e tutte le pipette multicanale) | 1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo) | G9999-1007 |
|  Lubrificante fluorato per l'asse guida (per pipette multicanale) | 1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo) | G9999-1008 |
|  Supporto singolo (per tutte le pipette multicanale ErgoOne® E fino a 300 µl) | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9999-1004 |
|  Supporto per ripiano per una pipetta ErgoOne® E | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9999-1009 |
|  Supporto a parete per una pipetta ErgoOne® E | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9999-1010 |
|  Supporto universale per una pipetta ErgoOne® E - tutti i volumi | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9999-1011 |
|  Adattatore AC per l'Europa/UK (230V/50 Hz) | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | G9999-1000 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it