



## Box di stoccaggio Box StarStore 81



### Punti salienti

- Box di stoccaggio da 81 posti in polipropilene con divisori 9x9 fissi per provette fino a 13 mm
- Coperchio trasparente sollevabile con area di scrittura zigrinata su un lato
- Fori di ventilazione nella base per agevolare il drenaggio e la rimozione del coperchio
- Griglia di riferimento stampata sulla base
- Temperatura di utilizzo da -90 °C a 121 °C
- Dimensioni (LxPxA): 130 x 130 x 45 mm
- Altezza max. provetta: 60 mm

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L x P x A)	130 mm x 130 mm x 45 mm
Dimensioni (L x P)	130 mm x 130 mm
Max. lunghezza provette	60 mm
Autoclavabile	Sì
Confezione	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)
Materiale	Polipropilene
Colore	Vari
Posti	81

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Box di stoccaggio Box StarStore 81

















Box di stoccaggio da 81 posti in polipropilene con divisori 9x9 fissi per provette fino a 13 mm, ad es. provette per [microcentrifuga](#) da 1,5/2,0 ml o microprovette con tappo a vite. Il coperchio sollevabile non incernierato consente lo stoccaggio di provette di diversa altezza. Ingombro standard di 130 x 130 mm per l'uso nei rack per congelatori.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">StarStore 81, Trasparente</a> Colore: Trasparente  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5040
 <a href="#">StarStore 81, Neon blu</a> Colore: Blu neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5041
 <a href="#">StarStore 81, Neon verde</a> Colore: Verde neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5042
 <a href="#">StarStore 81, Neon arancione</a> Colore: Arancione neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5043
 <a href="#">StarStore 81, Neon rosa</a> Colore: Rosa neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5044
 <a href="#">StarStore 81, Neon giallo</a> Colore: Giallo neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5046
 <a href="#">StarStore 81, Neon assortiti</a> Colore: Mix neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5048
 <a href="#">StarStore 81, Nero</a> Colore: Nero  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-5049

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)