



## Box di stoccaggio StarStore 100



### Punti salienti

- Box di stoccaggio da 100 posti in polipropilene con divisori 10x10 fissi per provette fino a 13 mm
- Coperchio incernierato dotato di bloccaggio, con linguette di posizionamento per un impilamento stabile
- Griglia di riferimento stampata sulla base.
- Temperatura di utilizzo da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni (LxPxA): 140 x 155 x 55 mm

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

Stoccaggio di provette per microcentrifuga o di microprovette con tappo a vite

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L x P x A)	140 mm x 155 mm x 55 mm
Dimensioni (L x P)	140 mm x 155 mm
Autoclavabile	Sì
Confezione	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)
Materiale	Polipropilene
Posti	100

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Box di stoccaggio StarStore 100















Box di stoccaggio da 100 posti in polipropilene con divisori 10x10 fissi per provette fino a 13 mm, ad es. provette per [microcentrifuga](#) da 1,5 / 2,0 ml o microprovette con tappo a vite. Coperchio incernierato dotato di bloccaggio, con linguette di posizionamento per un impilamento stabile. Utilizzabile nei rack per congelatori realizzati specificamente per l'uso con questo box di stoccaggio.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Box di stoccaggio StarStore da 100 posti, Trasparente</a> <b>Colore:</b> Trasparente  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2310-5800
 <a href="#">Box di stoccaggio StarStore da 100 posti, Neon blu</a> <b>Colore:</b> Blu neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2310-5841
 <a href="#">Box di stoccaggio StarStore da 100 posti, Neon verde</a> <b>Colore:</b> Verde neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2310-5842
 <a href="#">Box di stoccaggio StarStore da 100 posti, Neon arancione</a> <b>Colore:</b> Arancione neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2310-5843
 <a href="#">Box di stoccaggio StarStore da 100 posti, Neon rosa</a> <b>Colore:</b> Rosa neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2310-5844
 <a href="#">Box di stoccaggio StarStore da 100 posti, Neon giallo</a> <b>Colore:</b> Giallo neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2310-5846
 <a href="#">Box di stoccaggio StarStore da 100 posti, neon assortiti*</a> <b>Colore:</b> Mix neon  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2310-5848

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)