



StarStore 50 (incernierata)



Punti salienti

- Box di stoccaggio da 50 posti in polipropilene con divisori 10x10 fissi per provette fino a 13 mm
- Coperchio incernierato dotato di bloccaggio, con linguette di posizionamento per un impilamento stabile
- Griglia di riferimento stampata sulla base.
- Temperatura di utilizzo da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni (LxPxA): 140 x 80 x 55 mm

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	5 Pezzi (5 Pezzi)
Dimensioni (L × P × A)	140 mm × 80 mm × 55 mm
Dimensioni (L × P)	140 mm × 80 mm
Max. lunghezza provette	13 mm
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Colore	Vari
Posti	50
Per l'utilizzo con	for tubes up to 13mm

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su StarStore 50 (incernierata)











Box di stoccaggio da 50 posti in polipropilene con divisori 5x10 fissi per provette fino a 13 mm, ad es. provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml o microprovette con tappo a vite. Coperchio incernierato dotato di bloccaggio, con linguette di posizionamento per un impilamento stabile.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 StarStore 50 Neon (incernierato), Trasparente Colore: Trasparente  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5800
 StarStore 50 Neon (incernierato), Neon blu Colore: Blu neon  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5841
 StarStore 50 Neon (incernierato), Neon verde Colore: Verde neon  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5842
 StarStore 50 Neon (incernierato), Neon giallo Colore: Giallo neon  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5846
 StarStore 50 Neon (incernierato), Neon assortiti Colore: Mix neon  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5848

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it