



## Box di stoccaggio per criogenia in policarbonato



### Punti salienti

- Box di stoccaggio in policarbonato per stoccaggio a bassissime temperature
- Il modello da 81 posti presenta dei divisori a griglia
- Il modello da 100 posti presenta dei divisori dentati
- Base bianca con coperchio sollevabile trasparente con griglia di riferimento stampata
- Fori di drenaggio alla base per la ventilazione e la sicurezza
- Temperatura di utilizzo da -196 °C a 121 °C
- Autoclavabili
- Dimensioni (LxPxH): 133 x 133 x 53 mm

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L × P × A)	133 mm × 133 mm × 53 mm
Dimensioni (L × P)	133 mm × 133 mm
Larghezza esterna	133 mm
Autoclavabile	Sì
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Box di stoccaggio per criogenia in policarbonato

Due box di stoccaggio in policarbonato per l'uso a temperature estremamente basse. Ingombro standard di 130 x 130 mm per l'uso nei rack per congelatori standard.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	<a href="#">Box di stoccaggio a 81 posti in policarbonato</a> <b>Posti: 81</b>  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2381-2305
	<a href="#">Box di stoccaggio da 100 posti in policarbonato</a> <b>Posti: 100</b>  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2510-5005

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)