




Box di stoccaggio colorati per criogenia in policarbonato



Punti salienti

- Box di stoccaggio in policarbonato per l'uso a temperature estremamente basse
- Base colorata con coperchio trasparente sollevabile
- Matrice stampata sui divisori
- Temperatura di utilizzo da -196 °C a 121 °C
- Autoclavabili

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Materiale	Policarbonato
Colore	Vari

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Box di stoccaggio colorati per criogenia in policarbonato











Una gamma di box colorati in policarbonato per lo stoccaggio a bassissime temperature. Grande scelta di colori per facilitare l'identificazione dei vostri campioni.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it













Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, verde Posti: 25 Dimensioni (L x P x A): 76 mm x 76 mm x 54 mm Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5002
 Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, arancione Posti: 25 Dimensioni (L x P x A): 76 mm x 76 mm x 54 mm Colore: Arancione  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5003
 Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, rosso Posti: 25 Dimensioni (L x P x A): 76 mm x 76 mm x 54 mm Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5004
 Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, assortiti Posti: 25 Dimensioni (L x P x A): 76 mm x 76 mm x 54 mm Colore: Mix  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5099
 Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, blu Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5001

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it













NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, verde Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Verde</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5002
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, arancione Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Arancione</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5003
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, rosso Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Rosso</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5004
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, giallo Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Giallo</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5006
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, assortiti Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Mix</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5099

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it













NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, verde Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 95 mm Colore: Verde</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6002
 <p>Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, arancione Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 95 mm Colore: Arancione</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6003
 <p>Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, giallo Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 95 mm Colore: Giallo</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6006
 <p>Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, assortiti Posti: 81 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 95 mm Colore: Mix</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6099
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, blu Posti: 100 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Blu</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5001

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, verde Posti: 100 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Verde</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5002
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, arancione Posti: 100 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Arancione</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5003
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, rosso Posti: 100 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Rosso</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5004
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, giallo Posti: 100 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Giallo</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5006
 <p>Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, assortiti Posti: 100 Dimensioni (L x P x A): 133 mm x 133 mm x 53 mm Colore: Mix</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5099

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it