




## Box di stoccaggio colorati per criogenia in policarbonato



### Punti salienti

- Box di stoccaggio in policarbonato per l'uso a temperature estremamente basse
- Base colorata con coperchio trasparente sollevabile
- Matrice stampata sui divisori
- Temperatura di utilizzo da -196 °C a 121 °C
- Autoclavabili

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Materiale	Policarbonato
Colore	Vari

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Box di stoccaggio colorati per criogenia in policarbonato











Una gamma di box colorati in policarbonato per lo stoccaggio a bassissime temperature. Grande scelta di colori per facilitare l'identificazione dei vostri campioni.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)













## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, verde</a> <b>Posti:</b> 25 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 76 mm x 76 mm x 54 mm <b>Colore:</b> Verde   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5002
 <a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, arancione</a> <b>Posti:</b> 25 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 76 mm x 76 mm x 54 mm <b>Colore:</b> Arancione   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5003
 <a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, rosso</a> <b>Posti:</b> 25 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 76 mm x 76 mm x 54 mm <b>Colore:</b> Rosso   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5004
 <a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 25 posti, assortiti</a> <b>Posti:</b> 25 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 76 mm x 76 mm x 54 mm <b>Colore:</b> Mix   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2381-5099
 <a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, blu</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Blu   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5001

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)













NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, verde</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Verde</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5002
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, arancione</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Arancione</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5003
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, rosso</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Rosso</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5004
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, giallo</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Giallo</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5006
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 81 posti, assortiti</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Mix</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-5099

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)













NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, verde</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 95 mm <b>Colore:</b> Verde</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6002
 <p><a href="#">Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, arancione</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 95 mm <b>Colore:</b> Arancione</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6003
 <p><a href="#">Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, giallo</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 95 mm <b>Colore:</b> Giallo</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6006
 <p><a href="#">Box di stoccaggio alto per criogenia da 81 posti, assortiti</a> <b>Posti:</b> 81 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 95 mm <b>Colore:</b> Mix</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2382-6099
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, blu</a> <b>Posti:</b> 100 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Blu</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5001

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, verde</a> <b>Posti:</b> 100 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Verde</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5002
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, arancione</a> <b>Posti:</b> 100 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Arancione</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5003
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, rosso</a> <b>Posti:</b> 100 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Rosso</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5004
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, giallo</a> <b>Posti:</b> 100 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Giallo</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5006
 <p><a href="#">Box di stoccaggio per criogenia da 100 posti, assortiti</a> <b>Posti:</b> 100 <b>Dimensioni (L x P x A):</b> 133 mm x 133 mm x 53 mm <b>Colore:</b> Mix</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	5 Pezzi (1 Confezione x 5 Pezzi)	E2383-5099

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)