



## Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga



### Punti salienti

- Box di stoccaggio/trasporto in robusto polipropilene per provette per centrifuga
- Uno alloggia 36 tubi da 15 ml, mentre l'altro alloggia 16 tubi da 50 ml
- Coperchio trasparente sollevabile
- Base rimovibile per l'uso in bagni d'acqua termostatati
- Temperatura di utilizzo da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni (LxPxA): 145 x 145 x 127 mm

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	2 Pezzi (2 Pezzi)
Dimensioni (L × P × A)	145 mm × 145 mm × 127 mm
Dimensioni (L × P)	145 mm × 145 mm
Autoclavabile	Sì
Tipo rack	Rack per provette
Materiale	Polipropilene

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga

Due box di stoccaggio/trasporto in polipropilene per provette per centrifuga. Uno alloggia 36 tubi da 15 ml, mentre l'altro alloggia 16 tubi da 50 ml

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	<a href="#">Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga da 50 ml, blu</a> Posti: 16	2 Pezzi (1 Scatola × 2 Pezzi)	E9025-1650
	<a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>		
	<a href="#">Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga da 15 ml, verde</a> Posti: 36	2 Pezzi (1 Scatola × 2 Pezzi)	E9025-3615
	<a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>		

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)