



Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga



Punti salienti

- Box di stoccaggio/trasporto in robusto polipropilene per provette per centrifuga
- Uno alloggia 36 tubi da 15 ml, mentre l'altro alloggia 16 tubi da 50 ml
- Coperchio trasparente sollevabile
- Base rimovibile per l'uso in bagni d'acqua termostatati
- Temperatura di utilizzo da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni (LxPxA): 145 x 145 x 127 mm

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L x P x A)	145 mm x 145 mm x 127 mm
Dimensioni (L x P)	145 mm x 145 mm
Autoclavabile	Sì
Confezione	2 Pezzi (2 Pezzi)
Tipo rack	Rack per provette
Materiale	Polipropilene

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su **Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga**

Due box di stoccaggio/trasporto in polipropilene per provette per centrifuga. Uno alloggia 36 tubi da 15 ml, mentre l'altro alloggia 16 tubi da 50 ml

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga da 50 ml, blu Posti: 16  Crea scheda tecnica PDF	2 Pezzi (1 Scatola × 2 Pezzi)	E9025-1650
 Box di stoccaggio e trasporto per tubi da centrifuga da 15 ml, verde Posti: 36  Crea scheda tecnica PDF	2 Pezzi (1 Scatola × 2 Pezzi)	E9025-3615

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it