




## StarChill SBS



### Punti salienti

- Rack refrigerato da 96 pozzetti senza coperchio per l'uso su sistemi automatici con tubi PCR (singole o strip) da 0,2 ml o con una piastra PCR da 96 pozzetti da 0,2 ml
- Temperatura di cambio colore: 7 °C
- Tempo previsto a 4 °C: + 2 ore\*

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L x P x A)	128 mm x 85 mm x 26 mm
Dimensioni (L x P)	128 mm x 85 mm
Autoclavabile	No
Numero di pozzetti	96 pozzetti
Tipo rack	Rack per chiller
Colore	Vari

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su StarChill SBS




### Rack refrigeranti ad alte prestazioni StarChill

Mantengono un ambiente refrigerato durante l'automazione! La sezione centrale dei rack StarChill cambia colore quando si raffredda. Torna poi gradualmente al suo colore originale con l'aumentare della temperatura, fornendo così un'immediata indicazione visiva del cambio di temperatura.

\*Il tempo varia a seconda della temperatura ambiente. Tutti i rack StarChill devono essere raffreddati per almeno 8 ore a -20 °C prima dell'uso. Non autoclavabili.



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">StarChill SBS, Rosa</a> <b>Colore:</b> Rosa (caldo)/porpora (freddo)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	2 Pezzi (1 Confezione × 2 Pezzi)	E2396-5654
 <a href="#">StarChill SBS, Verde</a> <b>Colore:</b> Giallo (caldo)/verde (freddo)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	2 Pezzi (1 Confezione × 2 Pezzi)	E2396-5656

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)