



Rack per congelatori orizzontali per StarStore 100



Punti salienti

- Appositamente per l'uso con i nostri famosi box di stoccaggio StarStore 100.

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L x P)	147 mm x 159 mm
Dimensioni (L x A)	147 mm x
Tipo rack	Rack per ultracongelatori orizzontali
Materiale	Acciaio inossidabile

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Rack per congelatori orizzontali per StarStore 100











Questi rack in acciaio inossidabile per congelatori verticali e orizzontali sono progettati appositamente per l'uso con i nostri famosi box di stoccaggio StarStore 100. Questi presentano una maniglia sulla parte superiore e una barra di bloccaggio per prevenire la fuoriuscita dei box quando si estraggono i rack dal [congelatore](#).

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Rack da 8 posti per StarStore 100 Posti: 8  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	I2610-1800
 Rack da 9 posti per StarStore 100 Posti: 9  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	I2610-1900
 Rack da 10 posti per StarStore 100 Posti: 10  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	I2610-2000
 Rack da 11 posti per StarStore 100 Posti: 11  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	I2610-2100
 Rack da 12 posti per StarStore 100 Posti: 12  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack × 1 Pezzo)	I2610-2200

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it