



## Rack per congelatori verticali per StarStore 100



### Punti salienti

- Stainless steel freezer racking with side access
- For use with StarStore 100 Storage Boxes, or any box up to WxDxH: 150 x 155 x 55 mm.

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Tipo rack	Rack per ultracongelatori verticali
Materiale	Acciaio inossidabile

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## **Maggiori informazioni su Rack per congelatori verticali per StarStore 100**







Rack per freezer in acciaio inossidabile, appositamente per l'uso con i nostri famosi box di stoccaggio StarStore 100.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Rack per congelatori verticali in acciaio inossidabile a 8 posti (2x4) per StarStore 100</a> <b>Posti:</b> 8 (2 tief x 4 hoch)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	I2610-0800
 <a href="#">Rack per congelatori verticali in acciaio inossidabile a 12 posti (3x4) per StarStore 100</a> <b>Posti:</b> 12 (3 deep x 4 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	I2610-1200
 <a href="#">Rack per congelatori verticali in acciaio inossidabile a 15 posti (3x5) per StarStore 100</a> <b>Posti:</b> 15 (3 deep x 5 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	I2610-1500

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)