



## Provetta per microcentrifuga ad alta velocità 1,5 mL, con chiusura facile



### Punti salienti

- Intervallo di temperatura: da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabili
- Certificate prive di RNase, DNase e DNA

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Volume	1.5 ml
Confezione	500 Provettes (500 Provettes)
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Temperatura di utilizzo	da -90 °C a 121 °C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Provetta per microcentrifuga ad alta velocità 1,5 mL, con chiusura facile













Costruite in modo solido per centrifugazioni ad alta velocità di max 35.000 g (non testate di routine a tale velocità)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni


NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Provetta per microcentrifuga in copolimero 1,5 mL, assortite</a> <b>Colore:</b> Mix  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1415-2508
 <a href="#">Provetta per microcentrifuga in copolimero 1,5 mL, giallo</a> <b>Colore:</b> Giallo  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1415-2506
 <a href="#">Provetta per microcentrifuga in copolimero 1,5 mL, lilla</a> <b>Colore:</b> Lilla  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1415-2505
 <a href="#">Provetta per microcentrifuga in copolimero 1,5 mL, rosso</a> <b>Colore:</b> Rosso  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1415-2504
 <a href="#">Provetta per microcentrifuga in copolimero 1,5 mL, arancione</a> <b>Colore:</b> Arancione  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1415-2503
 <a href="#">Provetta per microcentrifuga in copolimero 1,5 mL, naturale</a> <b>Colore:</b> Trasparente  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Provettes (1 Sacchetto × 500 Provettes)	I1415-2500

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Cap Lock per provette per microcentrifuga da 1,5 / 2,0 mL</a>	100 Pezzi (1 Sacchetto × 100 Pezzi)	I1415-1508

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: info@starlab.it