




Tubi da Centrifuga



Punti salienti

- Tubi presterilizzati in polipropilene trasparente con tappo a vite blu in HDPE
- Area bianca per la scrittura
- Graduazioni chiare
- Disponibile sfuso o in rack
- Certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free
- Non citossiche

Applicazioni del prodotto

Centrifugazione Preparazione dei campioni Preparazione di master-mix e tamponi Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	Sì
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di metalli pesanti	No
Privo di DNA umano	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Trasparente
Assenza di citotossicità	Sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Maggiori informazioni su Tubi da Centrifuga

Niente panico! Usa le provette per centrifuga STARLAB!

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
Ţ	Tubo per centrifuga da 15 ml, conico, rack (sterile) Volume: 15 ml Base della provetta: Conico Unità di imballaggio: Racks Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (10 Racks × 50 Provettes)	E1415-0800
1	Tubo per centrifuga da 15 ml, conico, sfuso (sterile) Volume: 15 ml Base della provetta: Conico Unità di imballaggio: Sacchetto Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (10 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0200
	Tubo da Centrifuga 50 ml, con bordo, sfuso (sterile) Volume: 50 ml Base della provetta: Bordato Unità di imballaggio: Racks Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (10 Racks × 50 Provettes)	E1450-0500
Managaran (Tubo da Centrifuga 50 ml, conico, rack (sterile) Volume: 50 ml Base della provetta: Conico Unità di imballaggio: Racks Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (20 Racks × 25 Provettes)	E1450-0800
	Tubo da Centrifuga 50 ml, conico, sfuso (sterile) Volume: 50 ml Base della provetta: Conico Unità di imballaggio: Sacchetto Crea scheda tecnica PDF	500 Provettes (10 Sacchetto × 50 Provettes)	E1450-0200

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

