

Inserti colorati per i tappi



Punti salienti

- Da utilizzare per una codifica a colori dei tappi delle provette criogeniche di Starlab
- Compatibilità con tutte le provette criogeniche Starlab
- Disponibili in una vasta gamma di colori per una più facile identificazione

Applicazioni del prodotto

Codifica a colori dei tappi di tutte le provette criogeniche Starlab (tranne E3090-6321)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|------------------------------|--|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Sterile | No |
| Confezione | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) |
| Privo di DNA | Sì |
| DNase free | Sì |
| Privo di endotossine | Sì |
| Privo di inibitori della PCR | Sì |
| RNase free | Sì |
| Colore | Vari |
| Temperatura di utilizzo | fino a -196°C (raccomandate solo per l'uso in vapori di azoto liquido) |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Inserti colorati per i tappi















Da utilizzare con tutte le provette criogeniche Starlab. Da utilizzare per una codifica a colori del lavoro svolto e un'identificazione più semplice dei campioni.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it











Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|--|-------------------------------------|------------|
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, blu Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6001 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, verde Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6002 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, arancio Colore: Arancione  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6003 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, rosso Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6004 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, viola Colore: Lilla  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6005 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, giallo Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6006 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, ambra Colore: Brown  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6007 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|--|-------------------------------------|------------|
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, bianco Colore: Bianco  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6009 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, assortiti Colore: Mix  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6099 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, rosa Colore: Rosa  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6104 |
|  Inserti colorati per tappi per provette per criogena, grigio Colore: Grigio  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1494-6108 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it