



Tappi per microprovette con tappo a vite



Punti salienti

- Il design standard del tappo consente una chiusura semplice e sicura.

Applicazioni del prodotto

Per un uso con le provette con tappo a vite STARLAB

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Stile tappo	Tappo a vite standard
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it

















Maggiori informazioni su Tappi per microprovette con tappo a vite

Mischia e accoppia - provette e tappi!

Una gamma di tappo a vite da utilizzare con le microprovette con tappo a vite di STARLAB. Disponibili in tre varianti, standard, tethered ed EasyGrip, e in una varietà di colori a seconda delle esigenze con codici colorati. Sia i tappi che le provette sono autoclavabili e certificati privi di RNase, DNase, DNA e di inibitori della PCR.



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, trasparenti Colore: Transparente  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0100
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, blu Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0101
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, verde Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0102
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, arancio Colore: Arancione  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0103
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, rosso Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0104
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, viola Colore: Lilla  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0105
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, giallo Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0106

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Tappo standard per microprovette con tappo a vite, ambra Colore: Amber	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0107
	 Crea scheda tecnica PDF		
	Tappi standard per microprovette con tappo a vite, assortiti Colore: Mix	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0199
	 Crea scheda tecnica PDF		

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it