



Piastre per PCR con codice a barre



Punti salienti

- Codice 128 più numero leggibile
- Tutti i codici a barre contengono sette caratteri
- Quantità di ordinazione minima di 100 piastre
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Prive di inibitori della PCR

Applicazioni del prodotto

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	100 Piastre (10 Confezioni × 10 Piastre)
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Pozzetti in rilievo	no
Adatto per PCR	sì
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	Sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Maggiori informazioni su Piastre per PCR con codice a barre

Sono possibili anche codici a barre personalizzati

Se desideri che il codice a barre inizi con una sequenza specifica o che il codice a barre sulle piastre sia diverso da quelli indicate sopra, possiamo fornirti un'offerta per codici a barre personalizzati. Nota: il minimo di piastre con codice a barre personalizzato è di 2000 pezzi. Contattateci per avere maggiori dettagli.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Piastra PCR 384 pozzetti, per Roche Lightcycler,con bordo, con codice a barre Profilo: Per Roche* Lightcycler Design cornice: Svasato Crea scheda tecnica PDF	100 Piastre (10 Confezioni × 10 Piastre)	E1042-9900-BC
	Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordata,orlo in rilievo, con codice a barre Profilo: Orlo in rilievo Design cornice: Semi-svasato	100 Piastre (10 Confezioni × 10 Piastre)	E1403-8200-BC
	piastra per PCR 96 pozzetti, semi- skirted,per Roche® Lightcycler, con codice a barre Profilo: Altezza standard, per Roche® Lightcycler® Design cornice: Semi-svasato Crea scheda tecnica PDF	100 Piastre (10 Confezioni × 10 Piastre)	I1402-9909-BC
	Piastra PCR 96 pozzetti, con bordo, low profile, con codice a barre Profilo: Basso Design cornice: Svasato Crea scheda tecnica PDF	100 Piastre (10 Confezioni × 10 Piastre)	E1403-5200-BC
	Piastra PCR 96 pozzetti, semi bordata,bordo diritto, con codice a barre Profilo: Altezza standard, bordi diritti Design cornice: Semi-svasato Crea scheda tecnica PDF	100 Piastre (10 Confezioni × 10 Piastre)	I1402-9800-BC

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







Accessori

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Tappetino sigillante in silicone per piastra PCR da 96 pozzetti	5 Pezzi (1 Scatola × 5 Pezzi)	E1403-0000
	Foglio in alluminio StarSeal (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9792
	Film sigillante in alluminio, 60 µm (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0792
	Film trasparente in poliolefina StarSeal (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9793
	Foglio autoadesivo trasparente in polipropilene (PCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0793
	Film superiore in poliolefina StarSeal Xtra- Clear (qPCR)	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-9795
	Film sigillante per PCR in poliestere, trasparente	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-0100
-	Strip per film autoadesivo per PCR in polipropilene, trasparente	200 Pezzi (1 Scatola × 200 Pezzi)	E2796-2850

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

