



## Strips per Real Time PCR con tappi attaccati



### Punti salienti

- Realizzate in polipropilene di grado medicale
- Strip per PCR 'non-flex' per una migliore manipolazione
- Tappi Xtra-Clear per qPCR
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Prive di inibitori della PCR
- Le pareti ultrasottili assicurano un trasferimento termico efficiente e la massima resa.
- Forniti in sacchetti richiudibili

## Applicazioni del prodotto

PCR standard (PCR endpoint)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Confezione	120 Strip di provette con tappi (1 Sacchetto × 120 Strip di provette con tappi)
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di DNA umano	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Adatto per PCR	sì
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Strips per Real Time PCR con tappi attaccati











Le provette non-flex di Starlab hanno un triplo rinforzo che le connette, rendendo la strip meno flessibile e più comoda da maneggiare. I tappi attaccati singolarmente evitano il rischio di un'eventuale contaminazione crociata. I tappi hanno un'angolazione che consente di annidare le provette nei rack senza che i coperchi interferiscano l'uno con l'altro.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, non-flex, trasparenti, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Colore:</b> Trasparente</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	120 Strip di provette con tappi (1 Sacchetto × 120 Strip di provette con tappi)	I1402-3700
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,1 ml, non-flex, low-profile, trasparenti, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Colore:</b> Trasparente</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	120 Strip di provette con tappi (1 Sacchetto × 120 Strip di provette con tappi)	I1402-3800
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, non-flex, di colore bianco, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Colore:</b> Bianco</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	120 Strip di provette con tappi (1 Sacchetto × 120 Strip di provette con tappi)	I1409-3700
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,1 ml, non-flex, low-profile, di colore bianco, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Colore:</b> Bianco</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	120 Strip di provette con tappi (1 Sacchetto × 120 Strip di provette con tappi)	I1409-3800
 <p><a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, non-flex, assortite, con tappi piatti attaccati singolarmente (Xtra-Clear)</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Colore:</b> Mix</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	120 Strip di provette con tappi (1 Sacchetto × 120 Strip di provette con tappi)	I1402-3708

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)