



Piastre PlateOne® Deepwell



Punti salienti

- In polipropilene vergine con formato SBS
- Griglia stampata chiaramente visibile
- I tappetini sono resistenti a DMSO e altri solventi
- Temperatura di utilizzo piastra: da -80 °C a 121 °C.
- Autoclavabile
- Certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free
- Le piastre sterili sono anche prive di pirogeni

Applicazioni del prodotto

Preparazione e conservazione dei campioni

Isolamento del DNA e dell'RNA con alto rendimento

Purificazione dei plasmidi con un alto rendimento

Conservazione di librerie di cDNA o genomiche

Conservazione di librerie di siRNA o di oligonucleotidi


Estrazione ed espressione di proteine

Colture di batteri e lieviti

Serie di diluizioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di DNA umano	Sì
RNase free	Sì
Colore	Trasparente
Temp. max.	121 °C
Range di temperatura	-80 a 121 °C
Temp. min.	-80 °C
Angolo tagliato	A1
g-Force max.	5.000 x g

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Piastre PlateOne® Deepwell











Le piastre Deepwell 96 e 386 STARLAB sono piastre dalle prestazioni elevate, per tutte le applicazioni manuali e automatizzate, dalla conservazione dei campioni a -80 °C fino alla denaturazione di DNA a 100 °C. Prodotte in puro polipropilene (PP), queste piastre offrono caratteristiche innovative: Una maggiore affidabilità, una maggiore efficienza, una maggiore stabilità.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it














Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 0,5 ml, pozzetti tondi con fondo a U (sfuso) Volume: 0.5 ml Sterile: No Confezione: 32 Piastre (1 Scatola × 32 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	32 Piastre (1 Scatola × 32 Piastre)	S1896-5000
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 0,5 ml, pozzetti tondi con fondo a U (sterile), confezionata singolarmente Volume: 0.5 ml Sterile: Sì Confezione: 32 Conf. sing. (1 Scatola × 32 Conf. sing.)  Crea scheda tecnica PDF	32 Conf. sing. (1 Scatola × 32 Conf. sing.)	S1896-5110
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 0,5 ml, pozzetti tondi con fondo a U Volume: 0.5 ml Sterile: No Confezione: 32 Piastre (4 Confezioni × 8 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	32 Piastre (4 Confezioni × 8 Piastre)	S1896-5800
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 1,0 ml, pozzetti tondi con fondo a U (sfuso) Volume: 1.0 ml Sterile: No Confezione: 20 Piastre (1 Scatola × 20 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	20 Piastre (1 Scatola × 20 Piastre)	S1896-1000
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 1,0 ml, pozzetti tondi con fondo a U (sterile), confezionata singolarmente Volume: 1.0 ml Sterile: Sì Confezione: 20 Conf. sing. (1 Scatola × 20 Conf. sing.)  Crea scheda tecnica PDF	20 Conf. sing. (1 Scatola × 20 Conf. sing.)	S1896-1110

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it







NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 1,0 ml, pozzetti tondi con fondo a U Volume: 1.0 ml Sterile: No Confezione: 20 Piastre (4 Confezioni × 5 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	20 Piastre (4 Confezioni × 5 Piastre)	S1896-1800
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 2,0 ml, pozzetti quadrati a fondo conico (sfuso) Volume: 2.0 ml Sterile: No Confezione: 20 Piastre (1 Scatola × 20 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	20 Piastre (1 Scatola × 20 Piastre)	S1896-2000
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 2,0 ml, pozzetti quadrati a fondo conico (sterile), confezionata singolarmente Volume: 2.0 ml Sterile: Sì Confezione: 20 Conf. sing. (1 Scatola × 20 Conf. sing.)  Crea scheda tecnica PDF	20 Conf. sing. (1 Scatola × 20 Conf. sing.)	S1896-2110
 Piastra Deepwell PlateOne® 96 da 2,0 ml, pozzetti quadrati a fondo conico Volume: 2.0 ml Sterile: No Confezione: 20 Piastre (4 Confezioni × 5 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	20 Piastre (4 Confezioni × 5 Piastre)	S1896-2800
 Piastra Deepwell PlateOne® 384 da 200 µl, pozzetti quadrati a fondo conico (sfuso) Volume: 0.2 ml Sterile: No Confezione: 40 Piastre (1 Scatola × 40 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	40 Piastre (1 Scatola × 40 Piastre)	S1884-2000

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Piastra Deepwell PlateOne® 384 da 200 µl, pozzetti quadrati a fondo conico Volume: 0.2 ml Sterile: No Confezione: 40 Piastre (4 Confezioni × 10 Piastre)  Crea scheda tecnica PDF	40 Piastre (4 Confezioni × 10 Piastre)	S1884-2400
 Piastra Deepwell PlateOne® 384 da 200 µl, pozzetti quadrati a fondo conico (sterile), confezionata singolarmente Volume: 0.2 ml Sterile: Sì Confezione: 40 Conf. sing. (1 Scatola × 40 Conf. sing.)  Crea scheda tecnica PDF	40 Conf. sing. (1 Scatola × 40 Conf. sing.)	S1884-2410

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Accessori

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Tappetino sigillante per piastre da 96 pozzetti con pozzetti quadrati, resistente al DMSO	24 Pezzi (1 Scatola × 24 Pezzi)	B1494-1124
	Tappetino sigillante per piastre da 96 pozzetti con pozzetti tondi, resistente al DMSO	24 Pezzi (1 Scatola × 24 Pezzi)	B1494-1224
	Tappetino sigillante per piastre da 96 pozzetti con pozzetti quadrati, forabile	10 Pezzi (1 Scatola × 10 Pezzi)	E2896-1801

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it